

Dankzij de nieuwe Sculptor Body Massager kunt u eindelijk het perfecte figuur krijgen waar u recht op hebt. Lichaamsvet is weerloos tegen de Sculptor Body Massager. De Sculptor richt zich op specifieke delen van het lichaam, die daardoor prachtig gevormd worden. Dure behandelingen in een kuuroord of ingewikkelde oefeningen zijn overbodig. U gebruikt hem lekker comfortabel thuis.

Sculptor is een uitstekend massageapparaat voor uw nek, rug en benen, of kan gebruikt worden om de bloedsomloop te stimuleren. Hij neemt vermoeidheid weg en ontspant uw spieren.

Een diepe massage met de Sculptor Body Massager, in combinatie met uw favoriete afslankende crème, schoonheidslotion of anticellulitis crème zorgt voor een nog verbazingwekkender effect. U ziet direct dat uw lichaam mooiere rondingen krijgt en gespierder wordt.

Toepassingen:



Ontwikkeld en ontworpen om zich aan te passen aan uw rondingen. Licht, handig en handzaam. Neem hem overal mee naar toe om uw spieren te ontspannen. De unieke snelle rotatie en de krachtige massage verlichten de pijn. Verlicht druk, herstelt energie en vitaliteit.

De Sculptor Body Massager kan naar behoefte zijn werk doen, middels een aantal eenvoudige te vervangen hulpstukken. Het Algemene Massage hulpstuk ⑥ helpt u stress te verlichten en te ontspannen. Het kogelhulpstuk ④ corrigeert uw lichaam en het gegolfde hulpstuk ⑤ geeft u een intense massage.

INBEGREPEN:

Deze doos bevat 4 verwisselbare hulpstukken, exclusief voor de SCULPTOR.

Het Algemene Massage hulpstuk ⑥ verwijdert overtollig vet en helpt u centimeters af te vallen.

Het gegolfde hulpstuk ⑤ voor een weldadige massage van de nek, schouders, rug of benen. Het is zeer geschikt om vermoeide spieren te verlichten.

Het kogelhulpstuk ④ heeft acht anatomisch en wetenschappelijk ontworpen bollen, die in combinatie met gels, oliën of afslankende crèmes eenvoudig overtollig vet, zwangerschapsstriemen en cellulitis verwijderen!!!! Het wasbare Mesh Kussentje ⑦ waarmee u de nek en rug nog zachter kunt masseren.

WAAROM DE SCULPTOR

De SCULPTOR BODY MASSAGER is ideaal om een slanker, gespierder lichaam te krijgen zonder training. Het geheim schuilt hem in het exclusieve ontwerp dat meer dan 2700 toeren per minuut maakt.

Onderdelen:



BEDIENINGSVOORSCHRIFT:

- Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat IN door de snelheidsregelaar met de klok mee te draaien (afbeelding 1 van de ONDERDELEN)
- Plaats het massageapparaat op het gewenste deel van het lichaam.
- Om de hulpstukken te vervangen klikt u deze er eenvoudig aan of af.
- De beschermhoes voorkomt dat lang haar verstrikt raakt in het hulpstuk.
- Om af te vallen of cellulitis te verwijderen combineert u de SCULPTOR met uw favoriete afslankende gel, schoonheidslotion of anticellulitis crème.
- De snelheidsregelaar kunt u instellen op de gewenste massagesnelheid- en intensiteit.
- U schakelt het apparaat uit door de snelheidsregelaar (afbeelding 1 van de ONDERDELEN) terug te draaien.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact.

BELANGRIJK: Het Mesh kussentje is alleen bestemd voor het gegolfde of het gladde hulpstuk.

- Het Mesh kussentje dient alleen te worden gebruikt voor het gegolfde hulpstuk, gebruik het niet voor het kogelhulpstuk.
- Het Mesh kussentje, in combinatie met het gegolfde hulpstuk, is geschikt voor die delen waar het haar mogelijk verstrikt zou kunnen raken.
- Gebruik het kogelhulpstuk NOOIT op plaatsen waar uw haar erin verstrikt kan raken.



Voorzorgsmaatregelen:

- Controleer of het apparaat UIT staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Wij adviseren u het apparaat in eerste instantie op een lage snelheid/intensiteit in te stellen en de snelheid/intensiteit naar behoefte op te voeren.
- Masseer nooit langer dan 10 minuten op dezelfde plek.
- Zorg dat u geen natte handen hebt.
- Raadpleeg uw arts voordat u het massageapparaat in gebruik neemt, als u lijdt aan een ziekte, als u een behandeling ondergaat of als u zwanger bent.
- Dit is geen medisch apparaat en is uitsluitend bedoeld als massageapparaat. Dit apparaat suggereert noch garandeert enige medisch herstel.
- WAARSCHUWING: NIET TE GEBRUIKEN DOOR MENSEN DIE JONGER ZIJN DAN 18 JAAR. GEBRUIK DIT APPARAAT NIET ALS U ZWANGER BENT OF BORSTVOEDING GEEFT. Zoals bij ieder massageapparaat wordt personen met een medische aandoening, voor gebruik, geadviseerd de arts te raadplegen.